




طراح تجهیزات پویش پایا
تولید و واردات تجهیزات پزشکی



Digital Medical Suction

ساکشن پزشکی دیجیتال Ario Pro

- + دارای سنسور الکتریکی رطوبت سنج با قابلیت خاموش نمودن اتوماتیک موتور به منظور جلوگیری از ورود مایعات به داخل پمپ وکیوم
- + دارای دو عدد مخزن ۲ لیتری از جنس پلی کربنات نشکن و قابل اتوکلاو
- + مجهز به فلوکنترل بسیار دقیق جهت تنظیم میزان وکیوم
- + بدنه دستگاه از جنس ABS با امکان شستشوی کامل و ضد عفونی نمودن
- + حفاظت دستگاه در مقابل ریزش آب (مطابق با استاندارد IPX2)
- + امکان فعال و غیر فعال نمودن پمپ وکیوم توسط پدال
- + دارای فیلتر آنتی باکتریال در مسیر ورودی به دستگاه
- + مجهز به صفحه کلید از جنس پلی کربنات قابل شستشو

- + قابلیت کارکرد دستگاه در حالت مستقیم (continuous) و حالت متناوب (intermittent)
- + دارای صفحه نمایش ۷ اینچی لمسی
- + مجهز به سنسور شناسایی پر شدن مخازن و تغییر مخزن بصورت اتوماتیک و هشدار به اپراتور
- + مجهز به جدیدترین نسل پمپ وکیوم بدون روغن (Oil-Free)
- + دارای قابلیت انتخاب حالت بزرگسال (۶۰۰ میلی متر) و حالت اطفال (۳۰۰ میلی متر جیوه)
- + مجهز به آلارم دیداری بر روی صفحه کلید در صورت فعال شدن سنسور الکتریکی رطوبت سنج
- + دارای نمایش میزان وکیوم خروجی در واحد های mmHg , Bar , mBar , PSI , kPa
- + قابلیت ذخیره سازی تاریخچه کارکرد دستگاه همراه نمایش نام بیمار و ارائه گزارش

تهران، کیلومتر ۱۱ بزرگراه فتح، شهرک صنعتی گلگون، خیابان هفتم شمالی، پلاک ۱۳

info@pooyeshpaya.com

۰۲۱ ۲۲ ۹۰ ۹۱ ۹۶



طراح تجهیزات پویش پایا